

Стоматологические установки OMS, Италия

Установка

Номинальное напряжение	230 В (переменный ток) +/-10%
Номинальный ток	1,5 А
Потребляемая мощность	300 Вт
Номинальная частота	50 Гц
Давление сжатого воздуха	от 4,5 до 6,5 бар
Подготовка подводки воздуха	кран, 3/8'' внешняя резьба (переходник 3/8'' мама на ПВХ трубку 4 x 6 мм поставляется в комплекте с установкой)
Расход воздуха	60 литров в минуту
Давление воды	от 2 до 4 бар
Подготовка подводки воды	кран, 3/8'' внешняя резьба (переходник 3/8'' мама на ПВХ трубку 6 x 8 мм поставляется в комплекте с установкой)
Максимальный расход воды	2 литра в минуту

Кресло

Номинальное напряжение	230 В (переменный ток) +/-10%
Номинальный ток	2,5 А
Потребляемая мощность	600 Вт
Номинальная частота	50 Гц
Грузоподъемность	
- тестовая	400 кг
- рекомендуемая	до 150 кг

Светильник

Галогеновый Faro EDI	17 В (переменный) / 95 Вт
Светодиодный Polaris LED	17-24 В (переменный) / 24 Вт
Хирургический Dr.Mach M2F	24 В (переменный) / 80 Вт

Рекомендуемый режим работы инструментов

Кресло	с перерывами (работа/перерыв) 1 мин/10 мин
Пистолет вода-воздух с подогревом	с перерывами (работа/перерыв) 5 мин/10 мин
Полимеризационная лампа	с перерывами (работа/перерыв) 20 мин/3 мин
Скайлер	с перерывами (работа/перерыв) 3 мин/5 мин
Микромотор	с перерывами (работа/перерыв) 3 мин/3 мин
Светильник	непрерывный
Интраоральная камера/монитор	непрерывный
Микроскоп	непрерывный
Пистолет вода-воздух 3F	непрерывный